



# Tilt !



## TERAPİ İLE MOBİLİTE

[www.participant.life](http://www.participant.life)  
[/participant.ap](https://www.facebook.com/participant.ap)  
[@participant.ap](https://www.instagram.com/participant.ap)  
[@participant\\_ap](https://www.youtube.com/channel/UC...)

### Kompakt arabasına sığar



ŞASE  
MODÜLÜ



OTURAK  
MODÜLÜ

PARTICIPANT tarafından California'da tasarlandı.



# Her Şey Dahildir.

- Gövde destekleri
- Kalça destekleri
- Kalıplanmış Minder
- Hareketli Abdüktör Bloğu
- 4-Noktalı Göğüs Kemerli
- 4-Noktalı Kalça Kemerli
- 4-Eksenli Baş Desteği
- Ayak Bantları
- Aktivite Sehpa
- Alet Takımı & Çantası
- Devrilme Önleyici Tekerler



DAHA HAREKETLİ  
OLAN MOBİLİTE

## Neden Tilt?

- Oturak ile Sırtlık birlikte hareket eder
- Baskıyı hafifletir
- Dinlenme ve sindirimi iyileştirir
- Sağlıklı duruşu, beslenmeyi, kan dolaşımı ve diğer birçok iyilik teşvik eder.



# Okul, Öğle Yemeği Zamanı veya Etkinlikler!

Etkinlik tepsisi  
yaratıcılık, motor beceri  
alıştırmaları ve eğlence  
için kaçınılmaz.



KATLANABİLİR,  
AYARLANABİLİR,  
ESNEK,  
DAYANIKLI

## ŞAŞIRTICI GENİŞLETME ARALIĞI VE KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ




- 19-36,5 cm Genişlik
- 22-36,5 cm Derinlik
- 29-56 cm Sırtlık
- 3-Eksenli Baş Desteği
- İtme Barı yüksekliği
- Ayak Paletleri bağımsız açısı ve yüksekliği
- Ayaklıkların açısı ve yüksekliği bağımsız olarak ayarlanabilir.
- Kolçak açısı ile yüksekliği





<b>PARTICIPANT</b> ASSISTIVE PRODUCTS	CUB ÖLÇÜMLERİ
Oturak Genişliği Ayar Aralığı	19 – 37 cm
Oturak Derinlik Ayar Aralığı	22,5 – 36 cm
Sırtlık Yükseklik Ayar Aralığı	29 – 56 cm
Diz Topuk Arası Ayar Aralığı	14 – 35 cm
Yaslanma Açısı Ayarı Aralığı	75°, 82°, 90° (Dikey), 97°, 105°, 112°, 120°, 127°, 135°
Tilt Ayar Açısı Aralığı	- 9°, 0° (Yatay), 9°, 18°, 27°, 36°, 45°
Arka Tekerlek	Poliüretan Dolgu Lastik. Sağlam Plastik Jant. 16 × 1,75".
Ön Tekerlek	Poliüretan Dolgu Lastik. Sağlam Plastik Jant. 15,2 × 7,5 cm
Azami Kullanıcı Kapasitesi	50 kg
Toplam Kurulmuş Genişlik	67 cm
Toplam Kurulmuş Uzunluk	77cm
Kutu Açıldıktan Sonra Montaj Süresi	3 dakika
Karmaşık Durumlar için Ayar Süresi	30 dakika
Oturak Modülü Ağırlığı	10 kg
Şase Modülü Ağırlığı	15 kg

### BLOK YUKARI ÇEVİR – AŞAĞI ÇEVİR



### ETKİNLİK TEPSİSİ



### AYAR ALETLERİ İLE ÇANTASI

